


شرایط و ضوابط

مدارک لازم برای شروع درمان با mib aligner

- تصاویر فوتوگرافی استاندارد داخل دهانی و خارج دهانی
- تکمیل فرم دستور کار (Prescription)
- قالب سیلیکونی و یا اسکن داخل دهانی با فرمت stl. و یا .ply
- عکس OPG و در صورت لزوم lateral Cephalometry

روند سفارش



اجرای طرح درمان اولیه پس از ارسال تصاویر رادیوگرافی و فوتوگرافی بیمار و همچنین تکمیل فرم **Prescription** توسط دندانپزشک معالج قابل انجام می باشد.



- پس از بررسی تصاویر فتوگرافی بیمار و اطلاع از هدف اصلی درمان ، مطابق با فرم Prescription ارسالی، درجه پیچیدگی طرح درمان و همچنین تعداد حدودی لاینرها به ارتودنتیست و دندانپزشک محترم اطلاع داده خواهد شد
- دندانپزشکان محترم ، می بایست قالب های سلیکون پوتی واش دو مرحله ای بیمار را جهت ساخت **Pre aligner (رایگان)** به لابراتوار ایده برتر ارسال نمایند.
- نکته : در صورتی که هدف درمان فقط یک فک بیمار است خواهشمندیم جهت بررسی رابطه فکی، از هر دو فک بیمار قالب ارسال شود. نکته : پیشنهاد می شود جهت طراحی دقیق و ساخت لاینرها با دقت بالاتر ، از اسکنر سه بعدی داخل دهانی و ارسال فایل stl و یا ply بجای قالب استفاده شود .
- (در صورت اجاره اسکنر سه بعدی مراتب را به کارشناس فروش اطلاع دهید)
- **لازم به ذکر است در صورت اصرار پزشک معالج به لاینر تری کیس های پیچیده ، بدلیل عدم کنترل بر عملکرد مطب و بیمار در طول درمان ، لابراتوار ایده برتر هیچگونه مسئولیتی بابت نتیجه درمان نخواهد داشت .**
- لابراتوار ایده برتر جهت اطمینان دندانپزشک معالج و همچنین بیمار از کیفیت ساخت mib aligner یک عدد لاینر با نیروی صفر مطابق با قالب دندان بیمار و بصورت رایگان تهیه و برای ایشان ارسال خواهد کرد تا در صورت تأیید ، فرایند طرح درمان آغاز گردد.
- طرح درمان توسط کارشناس لابراتوار و با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزار های روز دنیا طراحی و پس از تأیید توسط متخصص ارتودنتیست پس از واریز مبلغ مصوب جهت طراحی درمان برای دندانپزشک معالج ارسال خواهد شد .
- فایل ارسالی شامل طرح درمان بصورت فایل pdf که حاوی اطلاعاتی از جمله تعداد اتچمنت ها و مقادیر IPR و ... می باشد به همراه فایل ویدیویی سه بعدی از طرح درمان می باشد .
- تعداد دقیق لاینرها بعد از انجام طرح درمان در نرم افزار مشخص شده و در ابتدای درمان در مشاوره رایگان به شما تعداد حدودی لاینرها اعلام می شود .
- mib aligner نیز مانند تمامی سیستم های مطرح دنیا در حوزه ی لاینر تراپی ممکن است در پایان درمان احتیاج به یک درمان اصلاحی (refinement plan) با تعداد محدودی لاینر باشد.
- در طول فرایند درمان و در شرایطی که بیمار پس از استفاده منظم از لاینرها به وضعیت پیش بینی شده در طرح درمان نرسیده باشد امکان قالب گیری مجدد (Midcourse) و ادامه ی درمان با لاینرها می باشد.
- لازم به ذکر است که در تمام سیستم های مطرح دنیا در زمینه ی لاینر تراپی امکان ریفاینمنت به علت تفاوت در مقاومت دندان ها و شرایط فکی و هم چنین میزان همکاری بیمار می باشد.
- تمامی هزینه ها جهت ارسال قالب ها و دیگر ملزومات به لابراتوار ، همچنین هزینه ارسال و دریافت های دیگر هر کیس بر عهده دندانپزشک معالج می باشد.
- مدت زمان مورد نیاز لابراتوار جهت اسکن ، آنالیز و طراحی سه بعدی لاینرها پس از ارسال مدارک بدون نقص و همچنین واریز وجه پیش پرداخت ، 3 الی 5 روز کاری می باشد .
- در صورت مفقودی و یا شکستن لاینر توسط بیمار ، هزینه ساخت مجدد لاینر بر عهده بیمار می باشد



مدت زمان استفاده هر مرحله از الاینر : 2 هفته کامل

مدت زمان استفاده از الاینرها در شبانه روز: 22 ساعت

لینک آموزش IPR و اتچمنت گذاری :

<https://www.aparat.com/v/NgWH2>

لینک آموزش قالب گیری :

<https://www.aparat.com/v/UHzQn>

لینک 3D Viewer

<https://www.maestro3d.com/dental.studio.update.aspx?tab=2>

لینک تکمیل فرم Prescription :

<https://www.aligner.ir/Form>

لابراتوار ایده برتر متعهد می گردد کلیه فرایند طرح درمان با استفاده از نرم افزارهای سه بعدی و همچنین سخت افزار های به روز ساخت الاینر های شفاف در کشور توسط کارشناسان لابراتوار و زیر نظر متخصص ارتودنسیست انجام گرفته می شود.

با تشکر

مدیریت واحد الاینر

